

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Estilo:** con espuma y banda elástica que brindan ajuste suave, cómodo y seguro.
- **Material:** Es fabricado en poliéster (PET) anti-empañamiento, antideslumbrante y muy liviano.
- **Medidas:** 29 x 25 cm
- **Color:** Incoloro con soporte azul
- **Detalles de embalaje:**
1 piezas en empaque individual / paquete
100 piezas / CTN,
NW: 9 KG, GW: 10.5 KG



USE PARA

- Diseñado para ser usado por el personal del medico durante los procedimientos para ayudar a proteger al paciente quirúrgico y al profesional de la salud de salpicaduras, transferencia fluidos corporales y material particulado.
- Siga siempre las instrucciones uso y use de manera indicada.

NO USE PARA

- NO lo use en entornos industriales
- NO lo use para partículas grandes y/o a gran velocidad.
- NO lo use de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.

TIEMPO DE USO

El escudo facial se puede usar hasta que esté dañado, la visibilidad se vuelve difícil o se ha contaminado con sangre o fluidos corporales. Deseche después de cada uso cuando se use para procedimientos quirúrgicos. Siga las pautas y políticas nacionales, estatales, locales y de control de infecciones de las instalaciones.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

- 5 años a partir de la fecha de fabricación
- Usar por fecha en el cuadro en formato AAAA-MM-DD
- Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
- Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) y que no exceda el 80% de HR.



Concepción - Chile



contacto@osiri.cl



+56 933 875030

